

FLUXO TECNOLOGIA

Estufas de Germinação · Comparativo

Revisão 2026-10-05 · R01 · Documento preliminar para validação técnica

Modelo	Volume ou capacidade	Faixa preliminar
FT-1010	350 L	0 a 60 °C
FT-1011	500 L	0 a 60 °C
FT-1012	1.000 L	0 a 60 °C

Potência, alimentação, dimensões, peso, conexões, fluidos e condições de ensaio precisam de validação por modelo. Consulte as fichas individuais desta mesma revisão.

Dados publicados do catálogo recuperado; códigos e desempenho sujeitos à aprovação do fabricante. Não substitui especificação contratual. Estabilidade e uniformidade são grandezas distintas.